

# EUROCHAIR

1 850



Poids d'utilisateur autorisé  
jusqu'à 150 kg



**MEYRA®**



Le frein à cames



Repose-jambes pivotants vers l'intérieur et l'extérieur



Accoudoirs amovibles



Capuchon de marche de série

## Fonctionnel et intelligent

### RENTABILITÉ

- Produit à longue durée de vie grâce à l'utilisation de matériaux haut de gamme et des finitions de grande qualité, besoin en réparation réduit
- Adaptation optimale grâce au très grand choix d'accessoires (aucun approvisionnement extérieur nécessaire)
- Ravitaillement en pièces détachées assuré sur le long terme grâce à une structure de commerce spécialisé généralisée
- Réutilisation optimale grâce à l'ajustement simple au nouvel utilisateur

### BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- Favorise la mobilité autonome grâce à l'ajustement précis à l'utilisateur
- Position assise non fatigante, même sur une période prolongée
- Manipulation simple des éléments latéraux et des repose-jambes
- Bonnes propriétés antifriction avec une force motrice réduite
- Très bon ajustement à différents domaines d'utilisation car la même hauteur d'assise peut être réglée sur différentes tailles de roues

### DOMAINE D'UTILISATION

- Équipement complet pour une utilisation continue
- Prise en charge optimale de nombreuses maladies grâce aux nombreuses possibilités de réglage
- Utilisation domestique principalement mais aussi dans des centres de réhabilitation pour atteindre des objectifs thérapeutiques
- Utilisation avec différents types d'entraînement

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

**Veillez faxer le formulaire de commande rempli à : +49 5733 922 209**

**Service après-vente : +49 5733 922 294**

Adresse de facturation / Réf. client :

---


Adresse de livraison :

---

Notes / remarques :

**MEYRA®**



 Poids d'utilisateur autorisé jusqu'à 150 kg

**EUROCHAIR 1 850**

Prix pour le modèle de base avec les composants suivants :

- Roues motrices 24"
- Mains courantes aluminium
- Écart des mains courantes de 15 mm (modifiable sur 25 mm)
- Pneus en PU, increvables
- Roue directrice 142 mm caoutchouc plein souple
- Dos avec pli lombaire
- Élément latéral relevable
- Repose-jambes amovible, pivotant
- Profondeur d'assise 43 mm
- Ceinture de sécurité et sangle dorsale : polyester, noir
- Couleur du cadre Silverline

(prix pour le modèle de base, éléments latéraux incl., repose-jambes incl.) :

**HT €: 1.195,00**  
**TTC €: 1.260,72**  
**LPPR: 4107723**  
**LPPR €: 558,99**

Tous les prix sont indiqués sans la TVA légale ! Valable du 01.01.2016 au 31.12.2016.  
 Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB).

 **Caractéristiques techniques**

Largeur d'assise	380	400	430	460	480	500
Largeur déplié	560	580	610	640	660	680
Largeur plié	280					
Profondeur d'assise	400 / 430 / 460					
Hauteur d'assise avant / arrière	variable de 420 à 530 / 390 - 500					
Hauteur totale	variable de 750 à 980					
Hauteur du dos	350 / 380 / 420 / 450					
Hauteur des accoudoirs	230					
Longueur avec repose-pieds	102					

Poids de la personne	120/150
Poids à vide	15
Poids total aut.	135/165
Poids de transport	9
Roue motrice	22" / 24"

Dimensions en mm, poids en kg, roues en pouces, tolérance ± 10 mm

Veuillez cocher les cases pour indiquer votre sélection

**Version standard** : Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

**01** *Largeur d'assise (LA)*

	CODE	DÉSIGNATION	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/>	38	LA 380 mm	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	40	LA 400 mm	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	43	LA 430 mm	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	46	LA 460 mm	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	48	LA 480 mm	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	350	LA 500 mm	104,00	109,47		

Version renforcée avec croisillon double jusqu'à un poids d'utilisateur de 150 kg

**02** *Profondeur d'assise (PA)*

	CODE	DÉSIGNATION	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/>	615	PA 400 mm	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	788	PA 430 mm	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	619	PA 460 mm	0,00	0,00		

Modifiable ultérieurement sur 430 mm

**03** *Hauteur d'assise avant (HAAv) en combinaison avec la roue directrice (sans coussin)*

Veuillez sélectionner la hauteur d'assise souhaitée en choisissant une combinaison possible de hauteur d'assise et de taille de roue.

CODE	Ø ROUE DIRECTRICE EN MM	HAAV EN MM :													
		420	445	450	460	470	475	480	485	490	500	505	510	520	530
325	Ø 125 caoutchouc plein	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>											
154	Ø 142 caoutchouc plein souple		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
143	Ø 150 (Flexel)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
161	Ø 180 PU						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
645	Ø 180 pneus à air						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

La sélection de la HAAv entraîne la configuration automatique de la roue directrice standard ainsi que de la fourche de guidage appropriée.

**04** *Coussins*

	CODE	DÉSIGNATION	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/>	560	Coussin, noir	33,08	34,90	4375116	34,90
<input type="checkbox"/>	561	Coussin, noir	33,08	34,90	4375116	34,90

Veuillez sélectionner votre couleur souhaitée dans la catégorie 16 Couleurs de ceinture et de sangle dorsale.

Veuillez cocher les cases pour indiquer votre sélection

**Version standard** : Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

**05** **Position horizontale de la roue motrice (réglage du centre de gravité)**

Position	ACTIF, montage dans le sens de la marche à l'avant	PASSIF, montage dans le sens de la marche à l'arrière
Sélection	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**06** **Hauteur d'assise arrière (HAAR) en combinaison avec la roue motrice (sans coussin)**

Colonnes horizontales = hauteurs d'assise en mm  
Lignes verticales = Ø roue motrice

**Veillez sélectionner la hauteur d'assise souhaitée en choisissant une combinaison possible de hauteur d'assise et de taille de roue.**

	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500	505	510	515	520
Ø 22 x 1"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ø 22 x 1 3/8"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ø 24 x 1"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ø 24 x 1 3/8"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

La sélection de la HAAR entraîne la configuration automatique de la taille de la roue motrice ainsi que de la position de l'essieu. L'inclinaison du siège peut être de maximum 4°, cela correspond à une différence de hauteur d'assise de 30 mm.

**Pour cela, sélectionnez vos mains courantes dans la catégorie 08 et les pneus dans la catégorie 09. Veuillez faire attention à la largeur des pneus !**

**07** **Options de roue motrice**

CODE	DÉSIGNATION	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/> 878	70 mm Extension de l'empattement, mesurée à partir du centre du tube du dossier Pour une taille de roue de 22" et une profondeur d'assise de 460 mm, seulement en combinaison avec le frein à tambour CODE 706 (voir catégorie 10)	156,00	164,58		

**08** **Mains courantes et options de main courante (non combinables avec les roues Xtrends)**

CODE	DÉSIGNATION	Ø	Ø	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/> 494	Aluminium	22"	24"	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/> 871	<b>Mains courantes doubles</b> pour largeurs d'assise jusqu'à 480 mm Seulement en combinaison avec des pneus PU CODE 902. Pas en combinaison avec des freins à tambour CODE 706	-	24"	257,00	271,23	4371555	271,23
<input type="checkbox"/> 168	Mains courantes spéciales Optigripp pour tétraplégiques. Espacement de 25 mm entre les mains courantes inclus CODE 693	-	24"	293,00	309,12		
<input type="checkbox"/> 166	Revêtement des mains courantes en silicone, lisse, noir	22"	24"	101,00	106,56		
<input type="checkbox"/> 692	Écart des mains courantes 15 mm (réglable sur 25 mm)	22"	24"	0,00	0,00		

Veuillez cocher les cases pour indiquer votre sélection

Version standard : Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

**09 Pneumatiques**

CODE	DÉSIGNATION	Ø	Ø	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/> 902	Pneus en PU, increvables	22"	24"	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/> 486	Pneus à air avec profil rainuré	22"	24"	0,00	0,00		

Faire attention à la largeur des pneus en combinaison avec les roues motrices ! Voir la catégorie 06 hauteur d'assise en combinaison avec la roue motrice.

**10 Freins**

CODE	DÉSIGNATION	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/> 651	Frein à compression pour le conducteur	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/> 680/706	Frein à compression pour le conducteur et frein à tambour pour l'accompagnateur	260,00	274,30		
<input type="checkbox"/> 986	Rallonge du levier de frein relevable, 1 paire	44,00	46,42		

**11 Hauteur de sangle dorsale**

CODE	DÉSIGNATION	HAUTEUR	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/> 630	Sangle dorsale standard, non réglable	350 mm	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/> 631	Sangle dorsale, réglable via des bandes velcro	350 mm	232,00	244,76	4375116	34,90
<input type="checkbox"/> 438	Sangle dorsale standard, non réglable	380 mm	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/> 627	Sangle dorsale, réglable via des bandes velcro	380 mm	232,00	244,76	4375116	34,90
<input type="checkbox"/> 442	Sangle dorsale standard, non réglable	420 mm	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/> 628	Sangle dorsale, réglable via des bandes velcro	420 mm	232,00	244,76	4375116	34,90
<input type="checkbox"/> 636	Sangle dorsale standard, non réglable	450 mm	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/> 633	Sangle dorsale, réglable via des bandes velcro	450 mm	232,00	244,76	4375116	34,90

**12 Dossiers**

CODE	DÉSIGNATION	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/> 622	Dos avec pli lombaire	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/> 621	Dos sans pli lombaire	0,00	0,00		

**Options de dossier**

CODE	COMPATIBLE AVEC CODE...	621	622	502	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/> 502	Poignée de manœuvre, montée sur le tube du dos, réglable en hauteur jusqu'à 180 mm réglable en hauteur	●	●		178,00	187,79		
<input type="checkbox"/> 814	Barre de manœuvre transversale, stabilise le dos en cas de charge plus importante	●	●	●	75,00	79,13		
<input type="checkbox"/> 29	Dos, +/- 10° angle réglable en 3 paliers à partir de la surface d'assise. Seulement en combinaison avec le dos réglable CODE 628 ou 633 et l'élément latéral CODE 81. Avec l'élément latéral CODE 107 +/- 5°	●		●	314,00	331,27		

Veuillez cocher les cases pour indiquer votre sélection

Version standard : Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

### Options de dossier

CODE	COMPATIBLE AVEC CODE...	621	622	502	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/> 594	Dos, à angle de 30° réglable par paliers de 7,5° à partir de la surface d'assise. Seulement en combinaison avec l'extension d'empattement CODE 878, dos réglable CODE 628 ou 633, barre de stabilisation CODE 814 et élément latéral CODE 81 et dos sans pli lombaire CODE 621. <b>Seulement possible pour HD 42 / 45</b>	●			423,00	446,27		








### 13 Éléments latéraux et accoudoirs

Faites attention aux propriétés de fonction indiquées !

1 = fixe 2 = basculable vers le haut 3 = amovible 4 = verrouillable 5 = accoudoir réglable en hauteur 6 = avec recouvrement de roue 7 = basculable vers l'intérieur pour gain de place

CODE	DÉSIGNATION	1	2	3	4	5	6	7	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/> 70	Éléments latéraux longs en aluminium dans la couleur du cadre		●	●	●			●	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/> 77	Éléments latéraux obliques en aluminium dans la couleur du cadre		●	●	●			●	90,00	94,95		
<input type="checkbox"/> 81	Élément latéral avec accoudoir réglable en hauteur via un bouton-poussoir et amovible 250 mm de long, adapté aux tétraplégiques			●	●	●			161,00	169,86		
<input type="checkbox"/> 107	Élément latéral avec accoudoirs réglables en hauteur via un bouton-poussoir et amovibles, adapté aux tétraplégiques		●	●	●	●		●	186,00	196,23		
<input type="checkbox"/> 917	Kit d'espacement des accoudoirs pour le réglage de la hauteur en deux étapes jusqu'à maximum 30 mm pour les éléments latéraux CODE 70 et 77								0,00	0,00		

### 14 Repose-jambes

 Amovible
  Pivotant
  Basculable vers le haut
  Rabattable vers le haut
  Réglable en hauteur  
 Réglable en profondeur
  À angle réglable

CODE	DÉSIGNATION	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/> 94	Sans repose-pieds	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/> 93	Repose-jambes, amovibles et pivotants	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/> 759	Repose-jambes CODE 93 monté <b>à gauche</b>	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/> 760	Repose-jambes CODE 93, monté <b>à droite</b>	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/> 92	Repose-jambes, amovibles, pivotants et basculables vers le haut En combinaison avec les repose-pieds CODE 805	147,00	155,78	4371408	155,76
<input type="checkbox"/> 757	Repose-jambe CODE 92 individuel, monté <b>à gauche</b> Seulement en combinaison avec le repose-pieds CODE 805 (monté à droite avec le CODE 93)	73,83	77,89	4371408	77,88
<input type="checkbox"/> 758	Repose-jambe CODE 92 individuel, monté <b>à droite</b> Seulement en combinaison avec le repose-pieds CODE 805 (monté à droite avec le CODE 93)	73,83	77,89	4371408	77,88
<input type="checkbox"/> 4698	Genouillères pour CODE 92	15,00	15,83		
<input type="checkbox"/> 52	Repose-jambe spécial amputation, amovible, pivotant et basculable vers le haut, 1 paire	198,00	208,89		

Veuillez cocher les cases pour indiquer votre sélection

Version standard : Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

### Repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	PROFON- DEUR	LJ	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/> 806	Repose-pieds séparés, rabattables vers le haut et réglables en profondeur sur 40 mm	18	380 - 520	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/> 808	Repose-pieds séparé, rabattable vers le haut, réglable en profondeur et en hauteur et à angle réglable	18	380 - 520	78,00	82,29		
<input type="checkbox"/> 54	Repose-pieds continu, 60 mm réglable en profondeur (sur 4 niveaux) rabattable vers le haut, réglable en hauteur et à angle réglable	15	380 - 520	85,00	89,29		

**LJ souhaitée en mm (mesurée sans coussin)**

Réglage en usine de la longueur de jambe (LJ) possible entre 380 et 520 mm selon le code.

### Repose-pieds accessoires

<input type="checkbox"/> 822	Courroies de fixation pour chaussures (paire)			38,00	40,09		
<input type="checkbox"/> 823	Talonnère (paire)			63,00	66,47		

### 15 Couleurs du cadre (voir la palette de couleurs dans l'introduction du catalogue)

CODE	DÉSIGNATION	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/> 4919	Silverline	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/> 229	Bleu marine	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/> 230	Rouge bordeaux	0,00	0,00		

D'autres couleurs de cadre sont possibles sur demande et contre un supplément ! Voir la palette de couleurs dans l'introduction du catalogue.

### 16 Couleurs de ceinture et de sangle dorsale

CODE	DÉSIGNATION	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/> 287	Noir foncé, polyester	0,00	0,00		

### 17 Accessoires tout autour du fauteuil roulant Protection pour les mains et les rayons

CODE	DÉSIGNATION	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/> 489	Transparent	204,00	215,22		

### Roulettes d'appui

<input type="checkbox"/> 691	Roulettes d'appui, réglables en longueur, amovibles (1 paire)	116,00	122,38		
<input type="checkbox"/> 712	1 roulette d'appui, réglable en longueur, amovible, montée à <b>gauche</b>	62,00	65,41		
<input type="checkbox"/> 713	1 roulette d'appui, réglable en longueur, amovible, montée à <b>droite</b>	62,00	65,41		



Veuillez cocher les cases pour indiquer votre sélection

Version standard : Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

### Roulettes de manœuvre

<input type="checkbox"/>	746	1 paire de roulettes de manœuvre, par ex. pour les espaces étroits ou dans les avions	276,00	291,18		
--------------------------	-----	---	--------	--------	--	--

### Tables thérapeutiques

<input type="checkbox"/>	929	Tablette thérapeutique en plastique, transparente, réglable pour la largeur d'assise de 380 à 510 mm	225,00	237,38	4329040	76,84
<input type="checkbox"/>	930	Tablette thérapeutique <b>pour conducteur autonome</b> , en plastique, transparente, à enfiler pour la largeur d'assise définie, avec rebord à l'avant	225,00	237,38	4329040	76,84
<input type="checkbox"/>	931/60	Tablette thérapeutique, <b>semi-latérale à gauche</b> , en plastique, transparente, forme ergonomique	281,00	296,46	4329040	76,84
<input type="checkbox"/>	931/74	Tablette thérapeutique, <b>semi-latérale à droite</b> , en plastique, transparente, forme ergonomique	281,00	296,46	4329040	76,84

### Autres accessoires

	CODE	DÉSIGNATION	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/>	951	Filet pour accessoires (filet à provisions)	10,00	10,55		
<input type="checkbox"/>	819	Éclairage passif	26,00	27,43		
<input type="checkbox"/>	912	Pompe à air avec fixation	18,00	18,99		
<input type="checkbox"/>	833	Sangle de maintien avec verrou	43,00	45,37		
<input type="checkbox"/>	970	Porte-canne	43,00	45,37		
<input type="checkbox"/>	962	Sac-à-dos universel avec compartiment extérieur	61,00	64,36		
<input type="checkbox"/>	936	Planche de transfert en plastique pour le déplacement	91,00	96,01		
<input type="checkbox"/>	585	Support pour perfusions « UNIVERSEL »	528,00	555,78		

Équipement antimagnétique possible sur demande.

## 18 Options de construction spéciale

	CODE	DÉSIGNATION	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/>	3040	Version antimagnétique, équipement sur demande		sur demande		

Date :

Signature :

## 1. GÉNÉRALITÉS – DOMAINE D'APPLICATION

**1.1.** Les conditions de vente et de livraison (CGV) de l'entreprise MEYRA GmbH ci-dessous sont valables pour tous les contrats conclus avec les clients de l'entreprise. Elles valent également pour toutes les affaires futures avec le client, même sans nouvel accord séparé.

**1.2.** Le client reconnaît le caractère contraignant des CGV de MEYRA GmbH pour le présent contrat et aussi pour tous les contrats futurs. Les conditions de vente du client ou d'un tiers ne s'appliquent pas. De telles conditions de vente n'engagent par MEYRA GmbH, même si elles n'ont pas été expressément contestées au cas par cas.

**1.3.** Ces conditions ne sont valables que si le client est un entrepreneur (§ 14 du CODE civil allemand), une personne morale du droit public ou un patrimoine de droit publique.

## 2. DEVIS, CONCLUSION DU CONTRAT

**2.1.** Les devis de MEYRA GmbH sont sans engagement et non contractuels dans la mesure où ils n'ont pas été reconnus expressément comme tels.

**2.2.** MEYRA GmbH peut accepter les commandes ou ordres du clients dans les 14 jours après leur arrivée via une confirmation d'offre écrite.

**2.3.** Le contrat est établi par la confirmation d'offre écrite, cela vaut également pour toute modification ou tout complément des commandes.

**2.4.** Nous nous réservons les droits de propriété et d'auteur pour tous les documents remis au client en rapport avec la passation de commande. Ces documents ne doivent pas être mis à la disposition de tiers, à moins que nous ayons accordé notre autorisation écrite expresse. Dans la mesure où nous n'acceptons pas l'offre du client dans le délai précisé au point 2.2, ces documents doivent nous être envoyés dans les plus brefs délais.

## 3. PRIX

**3.1.** Les prix sont calculés exclusivement en EURO. Tous les prix sont des prix nets. La taxe sur la valeur ajoutée doit être ajoutée conformément à sa valeur en vigueur.

**3.2.** En l'absence de convention contraire écrite, nos prix sont valables départ usine sans l'emballage, ni le chargement. Les frais d'emballage et de chargement sont facturés à part.

**3.3.** Dans la mesure où des prix catalogue servent de base, la liste de prix en vigueur au moment de la passation de commande est valable. Des modifications de prix sont autorisées si plus de quatre mois séparent la conclusion du contrat du délai de livraison convenu. Si ensuite, jusqu'à l'achèvement, les salaires ou les coûts des matériaux augmentent, nous sommes habilités à augmenter les prix en fonction des augmentations des frais. Le client n'est autorisé à se rétracter que si l'augmentation de prix ne dépasse pas seulement de manière négligeable la hausse du coût global de la vie entre la commande et la livraison.

**3.4.** En cas de commandes successives, MEYRA GmbH n'est pas tenue de respecter les prix des contrats précédents.

**3.5.** Si la valeur de la commande se situe en-dessous d'une limite de 150,00 € de valeur de marchandise nette, un supplément de quantité minimum, port inclus, de 9,50 € est facturé.

## 4. EXPÉDITION, TRANSFERT DES RISQUES

**4.1.** Le lieu d'exécution pour les livraisons est le siège de MEYRA GmbH, sauf convention contraire expresse.

**4.2.** Si, sur la demande du client, la marchandise lui est envoyée, les risques de perte et de dégradation

de la marchandise sont transférés au client, dès que la marchandise (de même pour les livraisons partielles) est transmise au tiers désigné pour l'exécution de l'envoi. Cela est valable peu importe que la marchandise soit expédiée depuis le lieu d'exécution ou non et qui supporte les frais de transport.

**4.3.** Si des réclamations concernant des dommages dus au transport ou des pertes sont faites à l'encontre de MEYRA GmbH, le client doit indiquer le dommage sur les documents de fret ou, en cas de perte, rédiger immédiatement un procès-verbal et le signaler dans un délai d'une semaine.

**4.4.** Une assurance contre les dommages dus au transport n'est contractée que sur demande expresse et aux frais du client.

**4.5.** En cas de retards de la remise ou de l'envoi dus au client, les risques sont transférés au client avec l'avis de mise à disposition.

**4.6.** En cas d'absence de consignes particulières du client, la sélection du moyen et du mode de transport est effectuée par MEYRA GmbH, sans garantie et responsabilité pour le mode d'expédition le moins cher et le plus rapide.

## 5. DÉLAI DE LIVRAISON, ÉTENDUE DE LIVRAISON

**5.1.** Les délais de livraison annoncés sont des délais de livraison prévisionnels, à moins qu'un délai précis n'est était fixé expressément par écrit.

**5.2.** Si les parties ont convenu d'un délai de livraison, celui-ci commence à la date de la confirmation de commande. Le délai de livraison est respecté si la marchandise à quitté l'usine ou si la mise à disposition a été annoncée avant son écoulement.

**5.3.** Le respect des délais de livraison et de prestation suppose la remise dans les temps de tous les documents à fournir par le client ainsi que l'indication dans les temps de toutes les informations nécessaires et l'accomplissement de toutes les autres obligations par le client. Si ces conditions ne sont pas respectées à temps, les délais se prolongent en conséquence.

**5.4.** MEYRA GmbH n'est pas tenue responsable des retards de livraison dus à des cas de force majeure ou à d'autres événements imprévisibles au moment de la conclusion du contrat (par ex. grève, perturbations de la production, approvisionnement propre n'ayant pas lieu dans les temps, retards de transport, conditions météorologiques défavorables, etc.) qui ne sont pas de son fait. Le délai de livraison se prolonge en fonction de la durée de l'empêchement provisoire dont MEYRA GmbH n'est pas responsable, à laquelle s'ajoute un délai de reprise approprié.

**5.5.** Si les retards en résultant dépassent une période de six semaines, les deux parties contractantes sont habilitées à se retirer du contrat pour ce qui est de l'étendue de la prestation concernée.

**5.6.** MEYRA GmbH est habilitée à effectuer des livraisons partielles dans la mesure où la livraison partielle est utilisable pour le client dans le cadre de l'utilisation prévue dans le contrat, la livraison des marchandises restantes est assurée et ne cause aucun frais supplémentaires à la charge du client.

## 6. PAIEMENT

**6.1.** Les montants facturés doivent être payés en intégralité sur un compte bancaire précisé par nos soins, dans les 30 jours suivant la présentation de la facture. Si la facture ne concerne par une livraison de pièces détachées ou une réparation, le client a droit à la déduction d'un escompte de 2% en cas de paiement dans les 8 jours suivant la présentation de la facture.

**6.2.** Nous n'acceptons les chèques et les espèces que sur accord exprès. L'acceptation n'a lieu que sous réserve de validité. Les rectifications de facture

en cas de chèques ou d'espèces n'ont lieu qu'après encaissement. La datation de valeur a lieu le jour où nous disposons définitivement de la contre-valeur.

**6.3.** Si le client ne s'en acquitte pas à l'échéance, les montants restants sont majorés de 8% de plus que le taux d'intérêt de base respectif. Nous nous réservons le droit de réclamer un dédommagement plus important en cas de retard.

**6.4.** En cas de retard du client dans le règlement d'une de ses factures, l'ensemble des créances reposant sur le même rapport juridique est immédiatement exigible, sans qu'une notification spéciale ne soit nécessaire.

**6.5.** Le client ne peut exiger une compensation que si ses revendications sont juridiquement établies ou incontestées. Le client n'est autorisé à exercer un droit de rétention que si la prétention compensatoire de celui-ci est fondée sur la même relation contractuelle.

**6.6.** MEYRA GmbH est en droit de céder des créances sur des livraisons ou des prestations.

## 7. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

**7.1.** La marchandise livrée par MEYRA GmbH reste la propriété de MEYRA GmbH jusqu'au règlement intégral de toutes les obligations, même futures, du client.

**7.2.** Le client est en droit de céder la marchandise sous réserve dans le cadre d'une exploitation commerciale régulière. Il n'est pas autorisé à d'autres dispositions, en particulier pour une mise en gage ou une cession à titre de sûreté. Les créances issues de la revente de la marchandise sous réserve (dont les créances autres telles que les prétentions d'assurance ou les droits découlant d'un acte illicite en cas de perte ou de destruction) sont cédées dès à présent à MEYRA GmbH, par mesure de sécurité. MEYRA GmbH accepte cette cession. Le client est autorisé à recouvrer les créances cédées dans la mesure où il a répondu à ses obligations de paiement. En cas de retard de paiement du client, nous sommes en droit de révoquer l'autorisation de recouvrement.

**7.3.** Si le client modifie la marchandise sous réserve, il est ici convenu que la modification a lieu au nom et pour le compte de MEYRA GmbH à titre de fabricant et celle-ci acquiert immédiatement la propriété ou – si la modification a lieu avec ou en rapport avec des matériaux de plusieurs propriétaires ou si la valeur de l'élément modifié est supérieure à celle de la marchandise livrée – la copropriété (propriété fractionnée) du nouvel objet, au prorata de la valeur de la marchandise livré par rapport à la valeur du nouvel objet. Dans la mesure où MEYRA GmbH perd sa propriété par suite d'une liaison ou d'un mélange ou si elle ne venait pas à être propriétaire de l'objet livré en cas de transformation, le client transfère préalablement par la présente à MEYRA GmbH une part de copropriété du bien homogène, correspondant à la valeur au prorata de l'objet livré. Par la présente, MEYRA GmbH accepte cette offre. La remise est remplacée par une mise en dépôt à titre gracieux.

**7.4.** Le client est tenu de nous informer immédiatement en cas d'accès de tiers aux marchandises livrées sous réserve de propriété et de fournir les informations ainsi que les documents nécessaires pour faire valoir nos droits. De même, le client doit indiquer la propriété de MEYRA GmbH aux tiers de son propre chef. Les frais en résultant sont à la charge du client.

**7.5.** MEYRA GmbH est tenue de donner la mainlevée sur les sûretés à la demande du client dans la mesure où elles dépassent de plus de 20% la valeur des requêtes à sécuriser. La sélection des sécurités à lever incombe à MEYRA GmbH.

**7.6.** En cas de dépôt de demande d'insolvabilité concernant le client, nous interdisons dès à présent

la revente ou la transformation de notre marchandise sous réserve et nous révoquons notre autorisation de recouvrement concernant les requêtes qui nous sont cédées.

**7.7.** En cas de retard de paiement du client, nous sommes en droit d'exiger la restitution immédiate de la marchandise sous réserve.

## **8. GARANTIE / RESPONSABILITÉ**

**8.1.** Le client doit examiner les marchandises livrées immédiatement après la livraison. Dans la mesure où il s'agit de défauts évidents ou de défauts trouvés lors d'un examen minutieux, le client doit nous faire parvenir ses réclamations par écrit dans un délai d'une semaine après réception de la livraison. Une fois ce délai écoulé, toute responsabilité est exclue pour ce type de défauts. Pour les défauts cachés, il n'existe un droit de garantie que s'ils nous sont signalés au plus tard une semaine après avoir été découverts.

**8.2.** En cas de livraison non-conforme, nous avons le droit d'opter de notre propre chef pour une amélioration de l'élément défectueux ou pour une nouvelle livraison conforme. Le client est tenu de mettre à notre libre disposition l'élément défectueux en vue d'une vérification et d'une amélioration. Si l'amélioration ou la livraison ultérieure échoue, si elle n'a pas lieu dans un délai approprié ou si nous le refusons, le client peut choisir de se retirer du contrat ou de réduire le prix d'achat. Dans les cas où cela n'est pas rendu nécessaire par la loi, il n'est pas obligatoire de définir un délai.

**8.3.** La garantie est annulée si le client modifie ou fait modifier par un tiers l'objet livré sans autorisation et si la réparation des défauts est ainsi rendue impossible ou déraisonnablement complexe. Mais, dans tous les cas, les frais supplémentaires dus à la modification sont à la charge du client.

**8.4.** Les règlements ci-dessus n'entravent pas l'éventuelle garantie que nous offrons au premier utilisateur du moyen de réhabilitation.

**8.5.** Sont exclus de la garantie l'usure fonctionnelle de tous les articles, modules de construction, batteries et pièces détachées livrés par nos soins ainsi que le stockage, l'utilisation ou la manipulation inappropriés ou non conformes des marchandises.

**8.6.** Les autres réclamations du client, en particulier le versement de dommages et intérêts au lieu de la prestation et d'indemnités pour un autre dommage direct ou indirect – y compris les dommages collatéraux ou consécutifs, quel que soit le fondement juridique – sont exclues. Cela n'est pas valable si MEYRA GmbH a frauduleusement dissimulé un vice juridique ou matériel ou si le dommage est survenu du fait d'une intention délibérée ou d'une négligence grossière de la part de MEYRA GmbH, de ses représentants légaux ou de ses auxiliaires ou en cas de violation non intentionnelle d'obligations contractuelles essentielles. Les obligations contractuelles essentielles sont les obligations dont l'exécution est la base d'une mise en œuvre conforme du contrat et dont le respect peut être supposé en toute confiance et toute circonstance par le partenaire contractuel. En cas de dommages matériels et préjudices pécuniaires causés par simple négligence, l'obligation d'indemnisation de MEYRA GmbH est cependant limitée pour ce qui est de sa hauteur aux dommages typiques prévisibles. En outre, les dommages corporels et/ou sanitaires dus à une violation coupable des obligations de MEYRA GmbH, de ses représentants légaux ou de ses auxiliaires ne sont pas exclus.

**8.7.** La responsabilité en vertu de la loi sur la responsabilité des produits reste entière.

## **9. PRESCRIPTION**

Les revendications du client en cas de défaut matériel sont prescrites deux ans après remise/livraison de la marchandise au client. Pour les appareils de remplacement et les réparations, le délai de prescription est de un an à partir de la remise/livraison de la marchandise au client. Ne sont pas concernées les demandes de dommages et intérêts en cas d'atteinte à la vie, à l'intégrité du corps ou à la santé et/ou les demandes de dommages et intérêts en cas de dommages causés par faute lourde ou intentionnellement par MEYRA GmbH ou ses auxiliaires. Dans ce cas, les délais de prescription légaux s'appliquent.

### **9.1. SERVICE D'APPAREILS DE REMPLACEMENT**

Indépendamment de la garantie, MEYRA GmbH propose aux clients de remplacer les appareils défectueux par des appareils ayant subi une révision générale. Les conventions suivantes s'appliquent aux appareils proposés en remplacement :

- Les appareils de remplacement sont entièrement révisés et en parfait état technique.
- L'appareil défectueux doit être renvoyé à MEYRA GmbH gratuitement dans les 15 jours ouvrés. L'appareil renvoyé devient notre propriété.
- Si nous ne récupérons pas l'appareil, nous facturons pour l'appareil de remplacement 95% du prix de vente à neuf.
- L'appareil renvoyé doit correspondre au type et à la version de l'appareil de remplacement. En outre, l'appareil doit être réutilisable et ne doit présenter que des traces d'usure correspondant à un usage normal.
- Il revient à MEYRA GmbH d'évaluer si l'appareil renvoyé respecte les conditions ci-dessus. Si ces conditions ne sont pas respectées, nous facturons également pour l'appareil de remplacement livré le montant indiqué ci-dessus, moins la valeur résiduelle de l'appareil renvoyé.

## **10. RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATIONS CONSTRUCTIVES**

Il faut noter que des dispositions juridiques plus strictes s'appliquent aux constructions spéciales. Les modifications constructives des articles de MEYRA GmbH par le client ou par un tiers mandaté par ses soins ne sont autorisées que si elles correspondent aux exigences de sécurité et si notre direction a donné son accord écrit au préalable. A cette fin, il est nécessaire de mettre à notre disposition, si nous le demandons, un modèle modifié accompagné des croquis de construction. Si des modifications constructives sont effectuées dans l'accord écrit de notre direction et si, en raison de ces modifications, des tiers subissent des dommages desquels nous devons répondre sur le plan extérieur, le client est tenu de nous libérer de toutes les revendications du tiers en interne.

### **11A. RENVOIS DE MARCHANDISES DE PRODUITS FINIS ET DE COMPOSANTS**

Les renvois de marchandise qui ne sont pas accompagnés d'une copie du bon de livraison ou de la facture ne sont pas acceptés. Les renvois de marchandises (dans l'emballage d'origine et dans un état neuf absolu) sont remboursés à hauteur de 80 % de la valeur nette de la marchandise. Sont exclus de la reprise les articles dont la livraison remonte à plus de 3 mois, les modèles spéciaux, les articles d'hygiène, les batteries pleines et les articles dont la valeur nette est inférieure à 100,00 €. En outre sont

exclus les fauteuils roulants de fabrication individuelle (par ex. : fauteuils roulants pour enfants et adaptatifs). Les risques liés au transport sont assumés par l'expéditeur.

## **11B. ANNULATIONS DE COMMANDE DE PRODUITS FINIS**

**11B.1.** Les annulations de commande sans accord stipulé au préalable par MEYRA GmbH ne sont pas possibles.

**11B.2.** Les annulations doivent se faire par écrit.

**11B.3.** En cas d'autorisation d'annulation de produits finis, prêts à être livrés, les points suivants sont valables :

- Les articles de réhabilitation sont entièrement remboursés. Les fauteuils roulants de construction spéciale ainsi que les fauteuils roulants de sport ne sont en principe pas repris.
- En cas d'annulation de fauteuils roulants adaptatifs, une part de 20% de la valeur nette la marchandise est déduite.

Les frais d'annulation pour les fauteuils roulants électriques et les scooters sont de 5%. Pour les fauteuils roulants standard ou poids légers, 10% de frais d'annulation sont facturés.

## **11C. REPRISE / ÉLIMINATION**

Nos prix ne comprennent pas les frais pour la reprise et l'élimination des anciens appareils complets d'autres utilisateurs que des foyers privés. Sur demande, nous organisons, contre remboursement des frais encourus, la reprise et le recyclage / l'élimination de tels appareils, dans la mesure où ils ont été commercialisés par nos soins. Les renvois sans accord stipulé au préalable par MEYRA GmbH ne sont pas possibles.

## **12. UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES**

Nous sommes autorisés à enregistrer et à traiter en interne les données personnelles du client dans le cadre des conventions légales, en particulier de la loi fédérale sur la protection des données.

## **13. TRIBUNAL COMPÉTENT, DROIT**

à appliquer, clause salvatrice

**13.1.** Sauf mention contraire expresse, le siège social de MEYRA GmbH à Kalletal-Kalldorf fait office de lieu d'exécution.

**13.2.** Pour tous les litiges issus du rapport contractuel, le tribunal compétent est défini en fonction de notre siège social à Kalletal-Kalldorf. Nous sommes en outre autorisés à poursuivre le client également auprès de son tribunal compétent.

**13.3.** Le droit en vigueur en Allemagne s'applique et ce, à l'exclusion du droit commercial des Nations Unies.

**13.4.** Dans le cas où certaines dispositions de ces conditions générales de vente s'avéreraient en partie ou totalement inapplicables, cela n'affecte pas la validité des autres dispositions.